

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen:	61x42x16 mm
Gewicht:	40 g
Material:	Kunststoff / Silikon
Temperaturbereich:	-20°C - +80°C
Akku:	800 mAh, 3,7 V
Akkulaufzeit:	je nach Nutzung bis zu 14 Tagen
SIM Karte:	Micro SIM-Karte
GSM:	850 / 900 / 1800 / 1900 Quadband
Wasserdicht:	Spritzwasser geschützt nach IPX5



LED HINWEISE

LED MOBILFUNK (OBEN)

- **Blinkt alle drei Sekunden einmal kurz auf:**
Gerät ist mit dem Mobilfunknetz (GSM) verbunden
- **Blinkt alle drei Sekunden zweimal kurz auf:**
Gerät ist mit Mobilfunknetz (GPRS) verbunden
- **Blinkt alle drei Sekunden einmal langsam:**
Gerät hat keine Verbindung zum Mobilfunknetz
- **Permanent grün leuchtend:**
Keine SIM-Karte eingesetzt

LED AKKU (UNTEN)

- **Permanent blau leuchtend:**
Akku lädt auf
- **Schnell blau blinkend:**
Akku ist unter 20 %
- **Aus oder langsam blinkend:**
Akku ist voll oder lädt nicht

PRIVATE NOTRUFZENTRALE

mit medizinischem Personal

NOTRUFSYSTEME

für zuhause und unterwegs

INSTALLATIONSFREI

Alle Geräte sofort mit inkludierter
SIM-Karte nutzbar



tellimed® Rambach & Fegers GbR
Kesselstraße 30 A
47546 Kalkar

Telefon: (02824) 977 57 0
Telefax: (02824) 977 57 57
E-Mail: post@tellimed.de

tellimed MOBILE GSM / GPS BEDIENUNGS- ANLEITUNG



- (1) Hinweis LED Mobilfunk
- (2) An / Aus-Taste
- (3) Hinweis LED Akku
- (4) USB-Ladeanschluss
- (5) SOS-Taste
- (6) Mikrofon

WICHTIGE HINWEISE

Das tellimed Mobile funktioniert mit Mobilfunk-Technologie. In abgelegenen Gebieten, sowie Kellern, Garagen etc. kann der Einsatz nicht garantiert werden.

EINSATZZWECK

Mit Ausnahme eines monatlichen Test-Notruf darf die Notrufsfunktion ausschließlich in Notsituationen benutzt werden.

TEST - NOTRUF

Bitte führen Sie beim erstmaligen Erhalt des tellimed Mobile nach der Inbetriebnahme einen Testalarm durch. Darüber hinaus wird empfohlen einmal monatlich einen Testalarm durchzuführen. Teilen Sie bei einem Testalarm der tellimed Notrufzentrale nach dem Rufaufbau mit, dass es sich um einen Test handelt.

TONQUALITÄT

Das tellimed Mobile wurde nicht zum Führen von Telefongesprächen entwickelt, sondern zur gezielten Hilfeleistung in Notsituationen. Durch die super-kompakten Abmessungen ist auch ein entsprechend kleiner Lautsprecher in das tellimed Mobile verbaut.

ANRUF AUF DEM tellimed MOBILE

Anrufe an das tellimed Mobile sind jederzeit möglich. Teilen Sie dazu den Personen, die Sie anrufen dürfen die Rufnummer „tellimedSIM1“ mit, die Sie in Ihrer Auftragsbestätigung finden. Wird das tellimed Mobile angerufen ertönt ein Klingelzeichen.

Durch einen kurzen Druck auf die SOS-Taste (5) nehmen Sie den Anruf an. Durch einen erneuten kurzen Druck auf die SOS-Taste (5) beenden Sie den Anruf.

Bitte beachten Sie, dass Telefonate über das tellimed Mobile die Akkulaufzeit deutlich verkürzen.



- (7) Öse für Umhängeband
- (8) Lautsprecher
- (9) Ladekontakte für Tischladestation

INBETRIEBNAHME

Bitte laden Sie das tellimed Mobile vor der ersten Benutzung 12 Stunden auf (4, 9) Das tellimed Mobile ist voll geladen, wenn die Hinweis LED (3) aus ist oder langsam blinkt. Schalten Sie das tellimed Mobile ein. Halten Sie dazu die An/Aus-Taste (2) eine Sekunde lang gedrückt, bis Sie eine kurze Vibration spüren. Warten Sie 2 Minuten, bis das tellimed Mobile alle Einstellungen vorgenommen hat.

NOTRUF AUSLÖSEN

Halten Sie die SOS-Taste (5) so lange gedrückt, bis Sie einen Bestätigungston hören und eine kurze Vibration spüren. Aus Sicherheitsgründen kann der Notruf nicht gestoppt werden.

GPS ORTUNG

Das tellimed Mobile ist in 2 Varianten erhältlich:

tellimed Mobile GSM
(ohne GPS Ortung, Bestell-Nr. 1007) und

tellimed Mobile GPS
(inkl. GPS Ortung, Betsell-Nr. 1006)

Bitte berücksichtigen Sie, dass eine GPS Ortung nur durch die tellimed Notrufzentrale durchgeführt werden kann. Befindet sich der Nutzer des tellimed Mobile GPS in einem Gebäude, oder ist aus einem anderen Grund keine Satellitenverbindung möglich, kann auch das tellimed Mobile GPS nicht geortet werden.

AUSSCHALTEN

Halten Sie zum Ausschalten des tellimed Mobile die SOS-Taste (5) und die An / Aus-Taste (2) gleichzeitig gedrückt, bis Sie eine kurze Vibration spüren.

REINIGUNG

Reinigen Sie Ihr tellimed Mobile mit einem sauberen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keinesfalls Chemikalien, Seife oder andere Reinigungsmittel.

PROBLEMBEHEBUNG

Falls das tellimed Mobile nicht funktioniert, prüfen Sie bitte, ob es voll geladen ist (3) und Mobilfunkempfang (1) hat.